

## Specifikacija IDEXX testova za mikrobiologiju vode

parametar	IDEXX testovi	Oznake	pakovanja	vreme potrebno za dobijanje rezultata (časova)	vreme inkubacije (časova)	temperatura inkubacije	mogućnosti kvantifikacionog testiranja	rok upotrebe	format testa	pozitivan rezultat
<i>E.coli</i> i koliformi	Colilert	WP020I WP100I WP200I	20 testova 100 testova 200 testova	24	24 do 28	35°C ± 0.5°C tokom 24 časa	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 12 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	<b>koliformi:</b> ONPG požuti, <b>E.coli:</b> MUG fluorescira
	Colilert - 18	WP020I-18 WP100I-18 WP200I-18	20 testova 100 testova 200 testova	18	18 do 22	35°C ± 0.5°C tokom 18 časova	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 15 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	<b>koliformi:</b> ONPG požuti, <b>E.coli:</b> MUG fluorescira
	Colilert-250	WP250-20 WP250-100	20 testova 100 testova	24	24 do 28	35°C ± 0.5°C tokom 24 časa	ne	do 9 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	250 ml	<b>koliformi:</b> ONPG požuti, <b>E.coli:</b> MUG fluorescira
	Colisure	WCLS20I WCLS200I	20 testova 200 testova	14	24 do 28	35°C ± 0.5°C tokom 24 časa	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 12 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	<b>koliformi:</b> crvena magenta, <b>E.coli:</b> crvena + fluorescira
enterokoke	Enterolert - E	WENTE020 WENTE200	20 testova 200 testova	24	24 do 28	41°C ± 0.5°C tokom 24 časa	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 12 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	plava fluorescencija
	Enterolert - DW	WENTDW-020 WENTDW-200	20 testova 200 testova	24	24 do 28	41°C ± 0.5°C tokom 24 časa	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 12 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	PLAVA: <b>negativna</b> na enterokoke ZELENA: <b>pozitivna</b> na enterokoke
	Enterolert - 250	WENTDW250-20 WENTDW250-100	20 testova 100 testova	24	24 do 28	41°C ± 1.0°C tokom 24 časa	ne	do 9 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	250 ml	PLAVA: <b>negativna</b> na enterokoke ZELENA: <b>pozitivna</b> na enterokoke
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Pseudalert	WPSE020I WPSE200I	20 testova 200 testova	24	24 do 28	38°C ± 0.5°C tokom 24 časa	da, <a href="#">Quanti-Tray*</a> , <a href="#">Quanti-Tray/2000</a> i MPN tube	do 9 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	100 ml	plava fluorescencija
	Pseudalert- 250	WPSE250-20I WPSE250-100I	20 testova 100 testova	24	24 do 28	38°C ± 0.5°C tokom 24 časa	ne	do 9 meseci na temperaturi od 2°C do 25°C	250 ml	plava fluorescencija